

Condutivímetro DM-3P – DIGIMED (1 bateria - 9V)



-
- Pressione o botão ENTRA;
 - Digimed Modelo: DM-3P - V 1.9/Auto Check 100%/Teste do display;
 - SELECIONE a função CONDUTIVIDADE e pressione o botão ENTRA;
- Obs.: Para a leitura da salinidade SELECIONE a função SALINIDADE e pressione o botão ENTRA.
- SELECIONE a função LEITURA e pressione o botão ENTRA;
 - SELECIONE a função CALIBRAR e pressione o botão ENTRA;
 - Retire a capa protetora da célula, lave-a com água destilada e seque-a com lenço de papel macio;
 - Coloque Celula na Sol. Padrão 1.412 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Pronto?;
 - Aguarde;
 - Sensibilidade (cm^{-1})...
 - Retire a célula da Solução padrão 1.412 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
 - Lave a célula com água destilada e seque-a com lenço de papel macio;
 - Coloque a célula na amostra;
 - Vamos a amostra pronto?/Pressione o botão ENTRA;
 - Leitura da amostra... Esperar o aparecimento da seta, que indica o valor correto da condutividade, anote a mesma;
 - Retire a célula da amostra;
 - Lave a célula com água destilada e seque-a com lenço de papel macio;
 - Coloque a capa protetora, contendo água da torneira, na célula;
 - O equipamento desliga sozinho ou pressione, por alguns segundos, o botão ESCAPE, após siga pressionando, com toques, o botão ESCAPE até aparecer a pergunta "Deseja desligar? Sim/Não";
 - SELECIONE a função SIM e pressione o botão ENTRA.
-