

pHmetro DM-2P – DIGIMED (1 bateria - 9V)



-
- Pressione o botão ENTRAR;
 - Digimed Modelo: DM-2P - V 1.6/Auto Check 100%/Teste do display;
 - SELECIONE a função pH e pressione o botão ENTRAR;
 - SELECIONE a função LEITURA e pressione o botão ENTRAR;
 - SELECIONE a função CALIBRAR e pressione o botão ENTRAR;
 - Retire a capa protetora do eletrodo, lave-o com água destilada e seque-o com lenço de papel macio;
 - Coloque o eletrodo e o termocompensador no tampão 6,86 pH;
 - Pronto?/Pressione o botão ENTRAR;
 - Aguarde estabilização;
 - Retire o eletrodo e o termocompensador do tampão 6,86 pH;
 - Lave o eletrodo e o termocompensador com água destilada e seque-os com lenço de papel macio;
 - Coloque o eletrodo e o termocompensador no tampão 4,01 pH;
 - Aguarde estabilização;
 - Sensibilidade (%)...
 - Retire o eletrodo e o termocompensador do tampão 4,01 pH;
 - Lave o eletrodo e o termocompensador com água destilada e seque-os com lenço de papel macio;
 - Coloque o eletrodo e o termocompensador na amostra;
 - Vamos a amostra pronto?/Pressione o botão ENTRAR;
 - Leitura da amostra... Esperar o aparecimento da seta, que indica o valor correto do pH, anote o mesmo;
 - Retire o eletrodo e o termocompensador da amostra;
 - Lave o eletrodo e o termocompensador com água destilada e seque-os com lenço de papel macio;
 - Coloque a capa protetora, contendo água da torneira, no eletrodo;
 - O equipamento desliga sozinho ou pressione, por alguns segundos, o botão ESCAPE, após siga pressionando, com toques, o botão ESCAPE até aparecer a pergunta "Deseja desligar? Sim/Não";
 - SELECIONE a função SIM e pressione o botão ENTRAR.
-